

**Tamponi adesivi****Ideal-tek**

Tamponi adesivi - ESD pulizia sicura gambi.

I tamponi adesivi senza polvere sono indicati e studiati per un ambiente senza polvere (classe 10-100). Un trattamento antistatico può dissipare facilmente cariche elettrostatiche. I tamponi adesivi sono utilizzabili per produrre ed assemblare prodotti sensibili statici.

Proprietà: sicurezza ESD, buon assorbimento, morbida e buona tenacità, eccellente agilità, non volatili, ecologici, nessun odore pungente.

Materiale: Punta: PVAC (Polyvinyl acetate), Ethyl acetate - Isopentyl acetate

Manico: PVC



Code	Description	Packaging
LLG06272061	Tamponi adesivi, Ø1 mm, camera bianca classe ISO 1-2	25 pz
LLG06272062	Tamponi adesivi, Ø2 mm, camera bianca classe ISO 1-2	25 pz
LLG06272063	Tamponi adesivi, Ø3 mm, camera bianca classe ISO 1-2	25 pz
LLG06272064	Scatola da 75 tamponi misti (25x1mm, 25x2 mm, 25x3 mm), classe ISO 1-2	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

