



Sonde in plastica

Ideal-tek

Gli attrezzi in fibra di carbonio rinforzato PEEK (polieterechetone) sono ideali per applicazioni in laboratori chimici e biologici. Essi hanno una resistenza chimica veramente elevata e una resistenza a temperature fino a 300 °C.

- Asta di agitazione per preparazione prodotti chimici liquidi
- Spatola per il dosaggio di chimici
- Spatola per campionamento in microscopia
- Raschietto per rimozione senza graffi di residui alcalini



Code	Description	Packaging
LLG06272054	Sonde in plastica, Punta fine conica e forte piatta a forma di scalpello	1 pz
LLG06272055	Sonde in plastica, Punta fine curva e forte piatta a forma di scalpello	1 pz
LLG06272056	Sonde in plastica, Punta fine curva e forte piatta, a forma di scalpello	1 pz
LLG06272057	Kit di 3 sonde in plastica (1xLLG06272054, 1xLLG06272055, 1xLLG06272056)	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

