

**Pinzette ad azione inversa, antimagnetiche, acciaio inossidabile****Ideal-tek**

Pinzette ad azione inversa, antimagnetiche, in acciaio inossidabile. Specialmente destinate ad applicazioni dove è necessaria alta precisione (ad es. microscopia). Punta extra fini in acciaio inossidabile anti-acido/antimagnetico.



Code	Description	Packaging
LLG06272047	Pinzette ad azione inversa, piatte, precise, rotonde, lungh. 120 mm	1 pz
LLG06272048	Pinzette, molto appuntite, fini, lungh. 120 mm	1 pz
LLG06285207	Pinzette, extra fini, finitura superiore, lungh. 110 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

