



Misuratore di sedimentazione Rapido

Misuratore di sedimentazione Rapido Sistema a flusso originale Gerber con pompa da vuoto elettrica e tubo di scarico, per la rapida aspirazione dei campioni di latte da 500 ml ciascuno. La piastra filtrante viene quindi confrontata con le immagini di macchie su un pannello di controllo. Particolarmente adatto per determinazioni in serie di macchie. Bottiglia in alluminio incernierata, diam. 18 mm.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

