

**Guanti AdvanTech 517, Tri-Polimero****MAPA**

Guanti AdvanTech 517, Tri-Polimero. Un esclusivo tripolimero che offre 100% comfort per n'ottimale resistenza meccanica e chimica. Ottima resistenza e forte protezione chimica contro un gran numero di prodotti chimici: esclusiva formula Trionica realizzata in un mix di lattice naturale, neoprene e nitrile. Il processo produttivo garantisce un livello molto basso di contaminanti: tassi di particelle, residui non volatili, estraibili. Compatibile con la classe ISO 5 (classe M3.5 per il sistema Internazionale). Bracciale largo per doppio-guanto.

- Cat. III
- Confezionato a paia
- Spessore: 0,5 mm



Code	Description	Packaging
LLG06281467	Guanti Trionic 517, tri-polimero, misura 9, lungh. 36 cm	1 pz
LLG06281468	Guanti Trionic 517, tri-polimero, misura 10, lungh. 36 cm, conf. 1 paio, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 12 conf. O MULTIPLI DI 12 conf.	1 pz
LLG06303886	Guanti Trionic 517, tri-polimero, misura 7, lungh. 36 cm	1 pz
LLG06303887	Guanti Trionic 517, tri-polimero, misura 8, lungh. 36 cm	1 pz.
LLG06304079	Guanti Trionic 517, tri-polimero, misura 6, lungh. 36 cm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

