

**Guanti AdvanTech 517, Tri-Polimero****MAPA**

Guanti AdvanTech 517, Tri-Polimero. Un esclusivo tripolimero che offre 100% comfort per n'ottimale resistenza meccanica e chimica. Ottima resistenza e forte protezione chimica contro un gran numero di prodotti chimici: esclusiva formula Trionica realizzata in un mix di lattice naturale, neoprene e nitrile. Il processo produttivo garantisce un livello molto basso di contaminanti: tassi di particelle, residui non volatili, estraibili. Compatibile con la classe ISO 5 (classe M3.5 per il sistema Internazionale). Bracciale largo per doppio-guanto.

- Cat. III
- Confezionato a paia
- Spessore: 0,5 mm



| Code        | Description                                                                                                                        | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06281467 | Guanti Trionic 517, tri-polimero, misura 9, lungh. 36 cm                                                                           | 1 pz      |
| LLG06281468 | Guanti Trionic 517, tri-polimero, misura 10, lungh. 36 cm, conf. 1 paio, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 12 conf. O MULTIPLI DI 12 conf. | 1 pz      |
| LLG06303886 | Guanti Trionic 517, tri-polimero, misura 7, lungh. 36 cm                                                                           | 1 pz      |
| LLG06303887 | Guanti Trionic 517, tri-polimero, misura 8, lungh. 36 cm                                                                           | 1 pz.     |
| LLG06304079 | Guanti Trionic 517, tri-polimero, misura 6, lungh. 36 cm                                                                           | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

