

**Stereomicroscopio di Greenough linea laboratorio OZL****Kern & Sohn**

Stereomicroscopio di Greenough linea laboratorio OZL. Strumento flessibile, conveniente, tuttofare con funzione zoom per scuole, enti di formazione, autorità ispettive e laboratori.

- Tubo inclinato a 45°
- Oculari grande campo 10x/20 mm
- Regolazione diottrica: su entrambi i lati
- Illuminazione: incidente LED-1 W e trasmessa LED-0,35 W, commutabili separatamente
- Distanza interpupillare da 55 a 75 mm
- Ampia scelta di oculari, unità di illuminazione esterna e obiettivi ausiliari, disponibili come accessori opzionali
- La fornitura include la copertina antipolvere, le coppette paraocchi in gomma e il manuale d'istruzioni Multi-lingue



| Code        | Description                                                                    | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04657869 | Stereomicroscopio di Greenough OZL 445, binoculare, ingrandimento 7,5x ... 36x | 1 pz      |
| LLG06286167 | Stereomicroscopio di Greenough OZL 463, binoculare, ingrandimento 7x ... 45x   | 1 pz      |
| LLG06286168 | Stereomicroscopio di Greenough OZL 464, trinoculare, ingrandimento 7x ... 45x  | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

