

**Stereomicroscopio di Greenough linea laboratorio OZL****Kern & Sohn**

Stereomicroscopio di Greenough linea laboratorio OZL. Strumento flessibile, conveniente, tuttotfare con funzione zoom per scuole, enti di formazione, autorità ispettive e laboratori.

- Tubo inclinato a 45°
- Oculari grande campo 10x/20 mm
- Regolazione diottrica: su entrambi i lati
- Illuminazione: incidente LED-1 W e trasmessa LED-0,35 W, commutabili separatamente
- Distanza interpupillare da 55 a 75 mm
- Ampio scelta di oculari, unità di illuminazione esterna e obiettivi ausiliari, disponibili come accessori opzionali
- La fornitura include la copertina antipolvere, le coppette paraocchi in gomma e il manuale d'istruzioni Multi-linge



Code	Description	Packaging
LLG04657869	Stereomicroscopio di Greenough OZL 445, binoculare, ingrandimento 7,5x ... 36x	1 pz
LLG06286167	Stereomicroscopio di Greenough OZL 463, binoculare, ingrandimento 7x ... 45x	1 pz
LLG06286168	Stereomicroscopio di Greenough OZL 464, trinoculare, ingrandimento 7x ... 45x	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

