

**Telecamera digitale Oculare per Microscopio ODC****Kern & Sohn**

Telecamera digitale. Oculare per microscopio ODC. Specialista in microscopia per misurazioni, conteggio, documentazione, archiviazione e processazione di immagini.

- Camera USB-oculare con sensore CMOS
- Versione telecamera USB 2.0 (ODC 872, ODC 874, ODC 825) e USB 3 (ODC 881)
- Sono inclusi: cavo USB, oculare adattatore e vetrino di calibrazione -
- Software incluso Kern-Microscope-VIS in 6 lingue, per WINDOWS XP e maggiore



Code	Description	Packaging
LLG06285910	Telecamera digitale per ODC 874, Risoluzione 3 MP, sensore 1/2,7" CMOS	1 pz
LLG06285911	Telecamera digitale per ODC 881, Risoluzione 5 MP, sensore 1/2,5" CMOS	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

