

**Standard per COD****Reagecon Diagnostics**

Standard per Domanda Chimica di Ossigeno (COD) Questi standard sono ideali per uso come Standard di Controllo, per verificare che vengano effettuate delle analisi di COD corrette. Range esteso (da 10 a 60.000 ppm), tracciabili NIST, durata di 2 anni. Bottiglia in HDPE da 500 ml.



Code	Description	Packaging
LLG04012235	Standard per COD, Tipo COD10, Range di misura 10 mg/l	1 pz
LLG04012236	Standard per COD, Tipo COD5000, Range di misura 5000 mg / l	1 pz
LLG06206516	Standard per COD, Tipo COD200, Range di misura 200 mg / l	1 pz
LLG06206517	Standard per COD, Tipo COD600, Range di misura 600 mg / l	1 pz
LLG06206518	Standard per COD, Tipo COD1300, Range di misura 1300 mg/l	1 pz
LLG06232202	Standard per COD, Tipo COD1000, Range di misura 1000 mg/l	1 pz
LLG06233809	Standard per domanda chimica di ossigeno (COD), Tipo COD10M, range di misura 10000 mg/L	500 ml
LLG06234552	Standard per COD), Tipo COD500, Range di misura 500 mg/l	1 pz
LLG06234998	Standard per COD), Tipo COD50, Range di misura 50 mg/l	1 pz
LLG06234999	Standard per COD), Tipo COD100, Range di misura 100 mg/l	1 pz
LLG06238379	Standard per COD, Tipo COD1500, Range di misura 1500 mg/l	1 pz
LLG06286181	Standard per COD, Tipo COD20, Range di misura 20 mg/l	1 pz
LLG06286182	Standard per COD, Tipo COD2000, Range di misura 2000 mg/l	1 pz
LLG06286183	Standard per COD, Tipo COD3000, Range di misura 3000 mg/l	1 pz
LLG06286184	Standard per COD, Tipo COD6000, Range di misura 6000 mg/l	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

