



Standard torbidità

Reagecon

Standard torbidità altamente accurati, composti da microsferi in sospensione, adatti per calibrazione strumenti e controllo di tutti i turbidimetri. Stabili, durata di 2 anni (dalla data di produzione). Tracciabili NIST, approvati US EPA e testati in conformità con ISO 7027. Bottiglie in HDPE da 100 ml.

Due range disponibili:

- **Range ratio** per strumenti di misurazione ratio torbidità (misura della luce diffusa dal campione con un angolo di 90° rispetto alla luce incidente, oltre ad angoli aggiuntivi (diversi rilevatori))
- **Non ratio** per strumenti di misurazione non ratio torbidità, che misureranno la luce diffusa dal campione con un angolo di 90° rispetto alla luce incidente (un rilevatore)



Code	Description	Packaging
LLG04012057	Standard Turbidità, Ratio 0.0 NTU, Volume 100 ml	1 pz
LLG04012076	Standard torbidità, ratio 100 NTU, volume 100 ml	100 ml
LLG04012096	Standard turbidità Non Ratio, concentrazione 200 NTU, contenuto bottiglia in HDPE da 100 ml	1 pz
LLG04012099	Standard turbidità Non Ratio, concentrazione 800 NTU, contenuto bottiglia in HDPE da 100 ml	1 pz
LLG04012101	Standard torbidità 1000 NTU non-ratio	1 pz
LLG04012103	Standard torbidità 4000 NTU non-ratio	1 pz
LLG04695479	Standard torbidità 90 NTU non-ratio	1 pz
LLG06075473	Standard turbidità Non Ratio, concentrazione 0,1 NTU, contenuto bottiglia in HDPE da 100 ml	1 pz
LLG06075474	Standard torbidità 10.0 NTU non-ratio, con certificato	1 pz
LLG06075475	Standard torbidità 100.0 NTU non-ratio, con certificato	1 pz
LLG06075476	Standard torbidità 0.2 NTU non-ratio	1 pz
LLG06231413	Standard torbidità 5.0 NTU non-ratio, con certificato	1 pz
LLG06231930	Standard torbidità 1.0 NTU non-ratio, con certificato	1 pz
LLG06233012	Standard Turbidità, Ratio 0.1 NTU, Volume 100 ml	1 pz
LLG06233816	Standard torbidità 50.0 NTU non-ratio, con certificato	1 pz
LLG06233817	Standard torbidità 500.0 NTU non-ratio, con certificato	1 pz
LLG06233961	Standard turbidità Non Ratio, contenuto bottiglia in HDPE da 100 ml	1 pz
LLG06233962	Standard Turbidità, Non Ratio 20 NTU, Volume 100 ml	1 pz
LLG06235607	Standard torbidità 2 NTU non-ratio	1 pz
LLG06286185	Standard Turbidità, Ratio 15 NTU, Volume 100 ml	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG06322425	Standard torbidità 0.02 NTU non-ratio	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

