

**Crioscopio Standard****Reagecon Diagnostics**

Standard Cryoscope. Compatibile per l'uso su tutti i crioscopi conformi alla norma di riferimento internazionale ISO5764 / IDF108 per la determinazione del punto di congelamento nel latte. Elevata precisione, durata di 1 anno (dalla data di produzione). Fornito in bottiglia HDPE da 250 e 100 ml e con un tappo comodo con ugello di riempimento pieghevole.



Code	Description	Packaging
LLG04012189	Standard crioscopia MTR01025, Range di misura 0,000 °C, 250 ml	1 pz
LLG04012190	Standard crioscopia MTR02025, Range di misura -0,408 °C, 422 m°H, 250 ml	1 pz
LLG04012191	Standard crioscopia MTR03025, Range di misura -0,512 °C, 530 m°H, 250 ml	1 pz
LLG04012192	Standard crioscopia MTR03525, Range di misura -0,557 °C, 577 m°H, 250 ml	1 pz
LLG04012193	Standard crioscopia MTR04025, Range di misura -0,600 °C, 621 m°H, 250 ml	1 pz
LLG06286186	Standard crioscopia MTR020X, Range di misura -0,408 °C, 422 m°H, 100 ml	1 pz
LLG06286187	Standard crioscopia MTR030X, Range di misura -0,512 °C, 530 m°H, 100 ml	1 pz
LLG06286188	Standard crioscopia MTR040x, Range di misura -0,600 °C, 621 m°H, 100 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

