

**Standard per punto di fusione****Reagecon Diagnostics**

Standard per punto di fusione. Alto range di Purezza compatibile con tutti i Misuratori per Punto di Fusione. Testati su apparecchi per punto di fusione con alte prestazioni. Disponibile come Standard a Singolo Punto di Fusione o come Set di 3 diversi Standards. Bottiglia in vetro da 1 g. Il set include 3 bottiglie da 1 g ciascuna.



Code	Description	Packaging
LLG06258311	Standard punto fusione RMP122, Acido Benzoico da +121 a +123°C	1 pz
LLG06259500	Standard punto fusione RMPSET1, Sulfanilammide, Caffeina, Vanillina	3 pz
LLG06259501	Standard punto fusione, RMPSET2, Benzofenone, Acido Benzoico, Antrachinone	3 pz
LLG06260428	Standard punto fusione, RMP048, Benzofenone da +47 a +49 °C	1 pz
LLG06260429	Standard punto fusione, RMP284, Antrachinone da +283 a +286 °C	1 pz
LLG06261675	Standard punto fusione, RMP236, Caffeina da +235 a 237 °C	1 pz
LLG06286189	Standard punto fusione, RMP082, Vanillina da +81 a +83 °C	1 pz
LLG06286190	Standard punto fusione, RMP132, Fenacetina da +133 a +135°C	1 pz
LLG06494231	Standard punto fusione, RMP159, acido salicilico, da 158 a 161 °C	1 pz