

**Bioreattori CELLine****Wheaton**

Bioreattori CELLine. Nuova linea di palloni a membrana per coltura di cellule ad alta densità. I palloni sono progettati per migliorare la bio-produzione di piccole dimensioni per anticorpi e proteine. Metodi convenzionali di coltura in vivo o in vitro possono essere laboriosi, possono avere una bassa densità cellulare e richiedono una notevole purificazione. I palloni CELLine riguardano queste tre aree di limitazione osservate nei palloni di coltura statici.

- Monouso e pronti all'uso
- Alta densità cellulare e concentrazione elevata di prodotto
- Riduce il tempo di funzionamento
- Diminuisce l'uso dei materiali di consumo
- Economico, salva-spazio e impilabile
- Nessun equipaggiamento aggiuntivo richiesto per il funzionamento



Code	Description	Packaging
LLG04658777	Bioreattori CELLLine 350, Tipo di coltura Sospensione	1 pz
LLG04658778	Bioreattori CELLLine 350, Tipo di coltura Sospensione	5 pz
LLG04658779	Bioreattori CELLLine 1000, Tipo di coltura Sospensione	1 pz
LLG04658780	Bioreattori CELLLine 1000, Tipo di coltura Sospensione	3 pz
LLG04658781	Bioreattori CELLLine 1000-AD, Tipo di coltura Aderente	1 pz
LLG04658782	Bioreattori CELLLine 1000-AD, Tipo di coltura Aderente	3 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

