

**Fiala per tessuti CryoELITE®****Wheaton**

La fiala per tessuti CryoELITE® è specificamente progettata per la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei tessuti. Diversamente da cellule e biofluidi, i campioni di tessuti hanno particolari requisiti per l'immagazzinamento criogenico. Questo flaconcino è in grado di mantenere l'integrità del campione pur massimizzando la capacità di archiviazione e l'organizzazione. Il CryoELITE Tissue Vial offre ai ricercatori che lavorano con campioni di tessuto: facilità di utilizzo, convenienza e sicurezza. Le fiale per tessuto CryoELITE® sono fabbricate in polipropilene vergine e sono conformi alla classificazione USP Classe VI. Il tappo filettato esternamente fornisce una sigillatura che supera le classificazioni DOT e IATA per i campioni diagnostici ed è in grado di mantenere una chiusura sicura durante le procedure di congelamento / scongelamento. Le fiale hanno un fondo piatto e una superficie esterna punteggiata per facilitare la manipolazione.

- Lotto certificato privo di RNase / DNase e endotossine;
- Temperatura di stoccaggio da -156 °C a 121 °C;
- La guarnizione di protezione supera le normative DOT e IATA che garantiscono la massima protezione dei campioni durante il trasporto, congelamento e scongelamento;
- Bocca larga per l'inserimento e la rimozione del tessuto con pinze;
- 5 ml di volume per l'uso con le sezioni dei tessuti;
- Indicatori direzionali per consentire l'orientamento del tessuto all'interno della fiala.



Code	Description	Packaging
LLG04658776	Fiala per tessuti CryoELITE®, 5 ml, sterile	250 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

