

**Microscopio USB portatile per industria****IDCP**

Microscopio USB portatile per industria. I microscopi digitali USB Dino-Lite sono potenti, portatili e facili da usare per tante diverse applicazioni nell'industria e per Scienze dei Materiali. Il range di ingrandimenti da 10x fino a 900x è accompagnato da una risoluzione d'immagine di 1.3MP o 5.0MP. Molti modelli hanno un polarizzatore inserito per lavorare con oggetti riflettenti. A fianco della normale luce bianca a LED, ci sono anche modelli con LEDS ultravioletti o infrarosso per specifiche applicazioni e campioni. Sono disponibili sui vari modelli delle caratteristiche speciali come Lettura Automatica Ingrandimenti (AMR) per misure facili e accurate o profondità di Campo Estesa (EDOF) per combinare una serie di immagini con diversi livelli di messa a fuoco. La fornitura include: marsupio per il trasporto, Software CD per Windows e Mac OS (non per modelli AMR, EDOF, EDR), vetrino di calibrazione e manuale.



Code	Description	Packaging
LLG06285921	Microscopi portatili USB per l'industria, con polarizzatore, Ingrandimento 10x ... 70x, 200x, Risoluzione 1,3 MP, Tipo di luce LED	1 pz
LLG06285922	Microscopio AM4515ZT (AMR), Ris.1,3 MP, 20x-220x, illuminaz. LED, bianca	1 pz
LLG06285923	Microscopio AM4815ZT (EDOF), Ris.1,3 MP, 20x-220x, illuminaz. LED, bianca	1 pz
LLG06285924	Microscopi portatili USB per l'industria, Edge, Tipo AM7515MZT, Ingrandimento 20x ... 220x, AMR, FLC, Risoluzione 5 MP, alloggiamentom in Metallo, Tipo di luce LED	1 pz
LLG06285925	Microscopi portatili USB per l'industria, Edge, Tipo AM7915MZT, Ingrandimento 10x ... 220x, AMR, EDOF, EDR, FLC, Risoluzione 5 MP, alloggiamento in Metallo, Tipo di luce LED	1 pz
LLG06285926	Microscopio AM4113ZTL, Ris.1,3 MP, 10x-90x, illuminaz. LED, bianca	1 pz
LLG06285927	Microscopi portatili USB per l'industria, Edge, Tipo AM4515ZTL, Ingrandimento 10x ... 140x, AMR, LWD, Risoluzione 1,3 MP, alloggiamento in Plastica, Tipo di luce LED	1 pz
LLG06285928	Microscopio AM4815ZTL (EDOF), Ris.1,3 MP, 10x-140x, illuminaz. LED, bianca	1 pz
LLG06285929	Microscopi portatili USB per l'industria, Edge, Tipo AM7515MZTL, Ingrandimento 10x ... 140x, AMR, FLC, LWD, Risoluzione 5 MP, alloggiamento in Metallo, Tipo di luce LED	1 pz
LLG06285930	Microscopi portatili USB per l'industria, Edge, Tipo AM7915MZTL, Ingrandimento 10x ... 140x, AMR, EDOF, EDR, FLC, LWD, Risoluzione 5 MP, alloggiamento in Metallo, Tipo di luce LED	1 pz
LLG06285931	Microscopio AM4515ZT4 (AMR), Ris.1,3 MP, 400x-470x, illuminaz. LED, bianca	1 pz
LLG06285932	Microscopio AM4515T8 (AMR), Ris.1,3 MP, 700x-900x, illuminaz. LED, bianca	1 pz
LLG06285933	Microscopio AM4113T-FVW(AMR),Ris.1,3MP, 10x-70x, 200x, LED, UV375nm/bianca	1 pz
LLG06285934	Microscopio AD4113T-I2V, Ris.1,3MP, 10x-70x, 200x, LED, UV 375nm/IR 940 nm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

