



Lavapipette

Kartell

Sistema di risciacquo per pipette

Per una pulizia facile e delicata delle pipette secondo il principio dell'aspirazione. Un sistema di risciacquo completo è composto da rondella, barattolo e cestello per pipette, da ordinare separatamente. Resistente al calore fino a 105 °C, buona resistenza chimica.

Cestello per pipette: Per contenere pipette fino a 600 mm o burette secondo Mohr. Il cestino è dotato di una maniglia e di un anello regolabile in altezza. Il fondo in PE elastico riduce il rischio di danneggiare le pipette.

Barattolo per l'ammollo delle pipette: Per la pre-pulizia delle pipette

Sciacquatore di pipette: Per il risciacquo delle pipette pre-pulite. Il sifone di svuotamento consente un ricambio costante dell'acqua. L'ingresso dell'acqua deve essere di circa 2 l/min.



Code	Description	Packaging
LLG09409238	Sistema di risciacquo per pipette, Ø 170 mm, Altezza 734 mm, in PP/PE	1 pz
LLG09409239	Sistema di risciacquo per pipette, Ø 173 mm, Altezza 980 mm, in PP/PE	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

