



## Lavapipette

Kartell

**Sistema di risciacquo per pipette**

Per una pulizia facile e delicata delle pipette secondo il principio dell'aspirazione. Un sistema di risciacquo completo è composto da rondella, barattolo e cestello per pipette, da ordinare separatamente. Resistente al calore fino a 105 °C, buona resistenza chimica.

**Cestello per pipette:** Per contenere pipette fino a 600 mm o burette secondo Mohr. Il cestino è dotato di una maniglia e di un anello regolabile in altezza. Il fondo in PE elastico riduce il rischio di danneggiare le pipette.

**Barattolo per l'ammollo delle pipette:** Per la pre-pulizia delle pipette

**Sciacquatore di pipette:** Per il risciacquo delle pipette pre-pulite. Il sifone di svuotamento consente un ricambio costante dell'acqua. L'ingresso dell'acqua deve essere di circa 2 l/min.



| Code        | Description                                                           | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09409238 | Sistema di risciacquo per pipette, Ø 170 mm, Altezza 734 mm, in PP/PE | 1 pz      |
| LLG09409239 | Sistema di risciacquo per pipette, Ø 173 mm, Altezza 980 mm, in PP/PE | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

