


**Piastre Petri, in PS****LLG Labware**

Piastre Petri, realizzate con polistirene ottico chiaro di alta qualità. Prodotte in condizioni aseptiche in camera bianca ISO 6.

- Con una superficie liscia per distribuzione ottimale del campione di trasporto.
- Spessore stabile per prevenire ogni deformazione durante l'uso.
- Impilabili.
- Con o senza tacche di ventilazione.
- Asettiche (diam. 90 mm) o versione sterile irraggiate gamma (tutte le dimensioni).
- Piastre a contatto con griglia di conteggio.
- Confezione da 10 piastre o da 20 piastre (diam. 90 mm).



Code	Description	Packaging
LLG04678371	Scatole Petri, 60 mm, PS, con tripla ventilazione, sterili	1080 pz
LLG04678372	Scatole Petri, 60 mm, PS, non ventilate, sterili	1080 pz
LLG04680144	Scatole Petri, 150 mm, PS, tripla ventilazione, sterili	140 pz
LLG06285816	Scatole Petri, 90mm, PS, con tripla ventilazione, sterili	480 pz
LLG06285817	Scatole Petri, 90mm, PS, non ventilate, sterili	480 pz
LLG06285823	Scatole Petri, 90mm, PS, con tripla ventilazione, aseptiche	480 pz
LLG06285824	Scatole Petri, 90mm, PS, non ventilate, aseptiche	480 pz
LLG06323696	Piastre Petri, PS, Ø est. 60 mm, con tre tacche, non sterili, altezza ca. 14 mm	1080 pz
LLG06323697	Piastre Petri, PS, Ø est. 60 mm, senza tacche, non sterili, altezza ca. 14 mm	1080 pz