

**Beuta da vuoto, vetro DURAN®****Duran**

Beuta da vuoto, vetro DURAN®. DIN 12476. ISO 6556. A pareti spesse per una migliore resistenza al vuoto. Con beccuccio in PBT per collegamento del tubo e guarnizione in silicone (VMQ). Queste bottiglie per filtrazione soddisfano i requisiti di strumenti e prodotti a norme di sicurezza.



Code	Description	Packaging
LLG09051424	Beute da vuoto, DURAN, cap. 100 ml, Ø 65 mm, Ø collo 24 mm, h 105 mm	1 pz
LLG09051436	Beute da vuoto, DURAN, cap. 250 ml, Ø 85 mm, Ø collo 35 mm, h 155 mm	1 pz
LLG09051444	Beute da vuoto, DURAN, cap. 500 ml, Ø 105 mm, Ø collo 34 mm, h 185 mm	1 pz
LLG09051454	Beute da vuoto, DURAN, cap. 1000 ml, Ø 135 mm, Ø collo 45 mm, h 230 mm	1 pz
LLG09051455	Beute da vuoto, DURAN, cap. 2000 ml, Ø 166 mm, Ø collo 60 mm, h 255 mm	1 pz
LLG09051456	Beute da vuoto, DURAN, cap. 3000 ml, Ø 170 mm, Ø collo 60 mm, h 295 mm	1 pz
LLG09051457	Beuta filtranti, forma bottiglia, DURAN®, 5000 ml, Ø 185 mm, Ø collo 68 mm, Altezza 360 mm, raccordo PBT oliva	1 pz
LLG09051458	Beute da vuoto, DURAN, cap. 10000 ml, Ø 240 mm, Ø collo 70 mm, h 420 mm	1 pz
LLG09051459	Beute da vuoto, DURAN, cap. 15000 ml, Ø 255 mm, Ø collo 75 mm, h 500 mm	1 pz
LLG09051460	Beute da vuoto, DURAN, cap. 20000 ml, Ø 290 mm, Ø collo 75 mm, h 535 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

