

**Membrana con terreno disidratati****Sartorius**

Membrane con terreno di coltura, sterili e disidratate, in piastre Petri.
Una volta inumiditi con 3,0-3,5 ml di acqua sterile e demineralizzata (o distillata),
sono immediatamente pronte all'uso.
Tutti i set di membrasne nutrienti sono forniti con i filtri a membrana appropriati,
anch'essi confezionati singolarmente in modo sterile.
Su richiesta sono disponibili terreni nutritivi alternativi.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG07017131 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.65 µm, Tipo Mosto, Per Lieviti + muffe, Colore grigio - bianco | 100 pz |
| LLG09055006 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Azide, Per Enterococchi, Colore verde - verde | 100 pz |
| LLG09055008 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Endo, Per E. coli + Coliformi, Colore bianco- verde | 100 pz |
| LLG09055010 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Standard TTC, Per Conta colonie, Colore verde - verde | 100 pz |
| LLG09055011 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Tergitol, Per E. coli + Coliformi, Colore bianco - verde | 100 pz |
| LLG09055013 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.65 µm, Tipo Spezia, Per Lieviti + muffe, Colore grigio - bianco | 100 pz |
| LLG09055014 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo VLB S7-S, Per Pediococchi + Lactobacilli, Colore bianco- verde | 100 pz |
| LLG09055017 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Caso, Per Conta colonie, Colore verde - verde | 100 pz |
| LLG09055018 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Caso, Per Conta colonie, Colore verde - verde | 100 pz |
| LLG09055020 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Glucose-Trypton, Per batteri mesofili, Spore termofili, Colore bianco - verde | 100 pz |
| LLG09055022 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo M-FC, Per E. coli + Coliformi, Colore bianco - verde | 100 pz |
| LLG09055023 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.65 µm, Tipo Sabouraud, Per Lieviti + muffe, Colore grigio - verde | 100 pz |
| LLG09055026 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Tomato juice, Per Leuconostocoenos, Colore verde - verde | 100 pz |
| LLG09055027 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Mac Conkey, Per Enterobatteri, Colore bianco - verde | 100 pz |
| LLG09055031 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Cetrimide, Per Pseudomona, Colore bianco - verde | 100 pz |
| LLG09055032 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Chapman, Per Stafilococchi, Colore bianco - verde | 100 pz |
| LLG09055034 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.65 µm, Tipo Schaufus Pottinger, Per Lieviti + muffe, Colore bianco -verde | 100 pz |
| LLG09055035 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Orange serum, Per microbi tolleranti all'acido, Colore verde - verde | 100 pz |
| LLG09055037 | Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Yeast extract, Per Conta colonie, Colore verde - verde | 100 pz |





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

