

**Membrana con terreno disidratati****Sartorius**

Membrane con terreno di coltura, sterili e disidratate, in piastre Petri.
Una volta inumiditi con 3,0-3,5 ml di acqua sterile e demineralizzata (o distillata),
sono immediatamente pronte all'uso.
Tutti i set di membrane nutritive sono forniti con i filtri a membrana appropriati,
anch'essi confezionati singolarmente in modo sterile.
Su richiesta sono disponibili terreni nutritivi alternativi.



Code	Description	Packaging
LLG07017131	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.65 µm, Tipo Mosto, Per Lieviti + muffe, Colore grigio - bianco	100 pz
LLG09055006	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Azide, Per Enterococchi, Colore verde - verde	100 pz
LLG09055008	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Endo, Per E. coli + Coliformi, Colore bianco- verde	100 pz
LLG09055010	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Standard TTC, Per Conta colonie, Colore verde - verde	100 pz
LLG09055011	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Tergitol, Per E. coli + Coliformi, Colore bianco - verde	100 pz
LLG09055013	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.65 µm, Tipo Spezia, Per Lieviti + muffe, Colore grigio - bianco	100 pz
LLG09055014	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo VLB S7-S, Per Pediococchi + Lactobacilli, Colore bianco- verde	100 pz
LLG09055017	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Caso, Per Conta colonie, Colore verde - verde	100 pz
LLG09055018	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Caso, Per Conta colonie, Colore verde - verde	100 pz
LLG09055020	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Glucose-Trypton, Per batteri mesofili, Spore termofili, Colore bianco - verde	100 pz
LLG09055022	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo M-FC, Per E. coli + Coliformi, Colore bianco - verde	100 pz
LLG09055023	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.65 µm, Tipo Sabouraud, Per Lieviti + muffe, Colore grigio - verde	100 pz
LLG09055026	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Tomato juice, Per Leuconostocoenos, Colore verde - verde	100 pz
LLG09055027	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Mac Conkey, Per Enterobatteri, Colore bianco - verde	100 pz
LLG09055031	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Cetrimide, Per Pseudomona, Colore bianco - verde	100 pz
LLG09055032	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Chapman, Per Stafilococchi, Colore bianco - verde	100 pz
LLG09055034	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.65 µm, Tipo Schaufus Pottinger, Per Lieviti + muffe, Colore bianco -verde	100 pz
LLG09055035	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Orange serum, Per microbi tolleranti all'acido, Colore verde - verde	100 pz
LLG09055037	Membrane nutrienti, Ø 50 mm, Porosità 0.45 µm, Tipo Yeast extract, Per Conta colonie, Colore verde - verde	100 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

