



Misuratori per punto di fusione LLG-uniMELT 2 & 3

LLG Labware

Misuratori per punto di fusione LLG-uniMELT 2 & 3. Ideali per la determinazione del punto di fusione delle polveri fino a 360 °C e di sostanze che non hanno un punto di fusione trasparente. Entrambi i dispositivi dispongono di un'interfaccia USB che consente di stampare un protocollo di misura o di generare un file PDF che corrisponda alle esigenze di una documentazione QMS contemporanea.

Proprietà per entrambi i modelli:

- Controllo digitale della temperatura su grande display
- Lingua utente selezionabile Tedesco o Inglese
- Il campione può essere monitorato attraverso una lente d'ingrandimento con luce integrata
- Per capillari con diametro esterno di 1,4 mm
- Visualizzazione testo dei messaggi di errore
- Tastiera rivestita in lamina per una facile pulizia
- Porta USB
- Supporto da tavolo regolabile in altezza
- Istruzioni per l'uso in Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese e Russo.
- Istruzioni brevi direttamente sul dispositivo
- Si possono memorizzare e stampare fino a 3 misure contemporaneamente come protocollo
- Il protocollo contiene tutti i dati rilevanti della sonda, della misura e del dispositivo

LLG-uniMELT 2: per misurazione visiva semi-automatica con lente d'ingrandimento.

In questo modello, il punto di fusione viene determinato visivamente (max e quindi salvato premendo il tasto "Salva"). Il valore può essere stampato o memorizzato premendo il pulsante di memoria e letto sul display finché il dispositivo non viene spento o non viene eseguita una nuova misurazione.

LLG-uniMELT 3: per misurazione visiva con lente di ingrandimento o misurazione automatica.

Sia per misurazioni completamente automatiche che visive, 1 campione cadauna.

Se si sceglie la misura automatica, viene inoltre stampata una progressione della trasparenza.

Per la misurazione visiva, verrà stampato solo il punto di fusione determinato da voi. Il valore può essere memorizzato premendo il pulsante di memoria e letto sul display finché il dispositivo non viene spento o non viene eseguita una nuova misurazione.

La fornitura include: Misuratore di punto di fusione, supporto da tavolo, 100 tubi capillari di fusione, cappa di protezione, cavo USB, software. I tubi capillari di ricambio per LLG-uniMELT sono da ordinare con il Codice 9.208 131.

Caratteristiche



- Range di misura: 25,0 °C ... 360,0 °C
- Risoluzione: 0.1 °C
- Accuratezza:
- Riproducibilità: ± 0.4 °C
- ± 0.3 °C
- Velocità di riscaldamento a riscaldamento rapido: a 200 °C circa 4 min; a 350 °C circa 8 min
- Velocità di riscaldamento durante la misura: 1 °C/min
- Lente di ingrandimento: 20 dpt / 3 x
- Illuminazione: 2 x LED
- Dimensioni alloggiamento (L x P x H):
- Dimensioni tavolo supporto (L x P x H):: 230 x 65 x 260 mm
- 85 x 55 mm
- Dimensioni capillari: 1,45 x 80 mm
- Peso: 4,0 kg
- Alimentazione: 88 ... 264 V, 50 Hz
- Grado di protezione: IP 20
- Garanzia: 3 anni





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

