

**Membrane di trasferimento NYTRAN® N****BOCHEM**

Membrane di trasferimento NYTRAN® N. Membrana in nylon non caricato. Per il trasferimento DNA/RNA. Back-ground molto limitato. Per prove di chemiluminescenza ed ibridizzazione multipla.



| Code        | Description                                                   | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09057107 | Membrane di trasferimento NYTRAN® N, 300x3 m mm, pori 0,20 µm | 1 pz      |
| LLG09057117 | Membrane di trasferimento NYTRAN® N, 300x3 m mm, pori 0,45 µm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

