

**Membrane di trasferimento NYTRAN® N****BOCHEM**

Membrane di trasferimento NYTRAN® N. Membrana in nylon non caricato. Per il trasferimento DNA/RNA. Back-ground molto limitato. Per prove di chemiluminescenza ed ibridizzazione multipla.



Code	Description	Packaging
LLG09057107	Membrane di trasferimento NYTRAN® N, 300x3 m mm, pori 0,20 µm	1 pz
LLG09057117	Membrane di trasferimento NYTRAN® N, 300x3 m mm, pori 0,45 µm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

