

**Microscopio per Laboratorio RED 220****Motic**

Microscopio per laboratorio RED 220. Progettato per studenti di biologia avanzata, insegnanti, dottori e tecnici di laboratorio.

- Testata binoculare tipo Siedentop, inclinata di 30°, ruotabile a 360°
- Oculari a grande campo WF 10X/20 mm
- Revolver portaobiettivi quadruplo invertito
- Obiettivi acromatici Semi-Plan SP 4X, 10X, 40X S, 100X S Oil
- Sistema focheggiabile coassiale di messa a fuoco fine e grossolano con regolazione della tensione
- Tavolino meccanico coassiale in posizione bassa
- Condensatore di Abbe focheggiabile N.A. 1.25 con diaframma a iride
- Illuminazione a LED 3 W con controllo intensità
- Alimentazione 100-240 V (CE)
- Copertina antipolvere, olio immersione (5 ml) e gancio per cavo
- Disponibile strumento monoculare/trioculare



Code	Description	Packaging
LLG06285859	Microscopio per Laboratorio RED 220, Binoculare	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

