

**Stereomicroscopio didattico, RED 3S****Motic**

Stereomicroscopio didattico, RED 30S.

Con illuminazione indipendente a LED. Innovativo e di facile utilizzo. La molla fermacampioni Motic One-Touch aiuta a fissare facilmente il campione. Stativo a braccio fisso con una grande maniglia integrata per stabile sostegno e facile trasportabilità.

- Con cambio ingrandimenti (2x, 4x).
- Testata Binoculare, inclinata a 45°.
- Oculari a grande campo WF 10x/20 mm.
- Torretta obiettivi con cambio ingrandimento (2x, 4x).
- Sistema di messa a fuoco con regolazione della tensione.
- Base con braccio fisso e maniglia di trasporto.
- Illuminazione a LED ricaricabile Incidente e Trasmessa con controllo indipendente dell'intensità.
- Alimentazione 100-240 Volt (CE), caricatore e batterie incluse.
- Piatto di base Nero/Bianco e smerigliato, pinza ferma-campione "One-Touch" e copertina antipolvere.
- 10 anni di garanzia.



Code	Description	Packaging
LLG06281648	Stereomicroscopio didattico, RED 30S, Binoculare	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

