


**Portavetrini, PE****Heathrow Scientific**

Portavetrini, PE Per vetrini 76 x 26 mm. Per conservare, pulire ed essiccare vetrini per microscopio. Design robusto con piedini in gomma antiscivolo. Resistenti a temperature nel range da -50 a +80 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06254573	Portavetrini, PE, posti 15, (LxPxH) 153x102x21 mm, Colore naturale	1 pz
LLG06254574	Portavetrini, PE, posti 40, (LxPxH) 298x105x24 mm, Colore naturale	1 pz
LLG06254575	Portavetrini, PE, posti 78, (LxPxH) 299x178x21 mm, Colore naturale	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

