

**Tappetino per camera bianca Sticky Mat****Ergomat**

Il tappetino Sticky Mat per camera bianca fornisce un modo veloce, conveniente ed affidabile per pulire le suole delle scarpe o altri oggetti, prima di entrare in una zona sanitaria e pulita. I tappetini Sticky riducono notevolmente i contaminanti trasportati.

Ogni Tappetino Sticky è costituito da una pila di fogli di polietilene adesivi strappati, in grado di catturare efficacemente sporcizia e polvere dalle ruote e dai piedini delle attrezzature, prima di entrare in ambienti controllati. Un foglio chiaro di rilascio protegge il foglio superiore del tappetino adesivo fino a che non è pronto all'uso. Le schede d'angolo sono numerate consecutivamente per mostrare il numero di fogli restanti, aiutando così a tenere traccia del numero di fogli rimanenti e impedendo la rimozione di più fogli contemporaneamente.

I tappetini bianchi Ergomat White Sticky sono prodotti in un foglio di 46 x 114 cm, venduti in pacchetti da 30 fogli, con 10 pacchetti per scatola (300 fogli totali).



Code	Description	Packaging
LLG06272241	Tappetino Sticky Mat, 10 tappetini da 30 fogli, colore bianco	10 pz
LLG06272242	Tappetino Sticky Mat, 10 tappetini da 30 fogli, colore blu	10 pz
LLG06272243	Tappetino Sticky Mat, set di 10 tappetini da 30 fogli + 1 telaio, colore bi	1 pz
LLG06272244	Tappetino Sticky Mat, set di 10 tappetini da 30 fogli +1 telaio, colore blu	1 pz
LLG06272245	Telaio per tappetini per camera bianca Sticky Mat, colore grigio	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

