

**Ditali filtranti in vetro borosilicato**

Hahnemühle FineArt

**Ditali di estrazione, vetro Borosilicato**

Raccomandati per estrazione Soxhlet con solventi, che sono incompatibili con le fibre di cellulosa e per filtrazione di aria e flussi di gas.

- Prodotti di 100% fibre di borosilicato puro, senza elementi leganti
- Alta capacità di carico e altamente permeabili all'aria
- Lo spessore è 1.5 mm (diametro 33 mm)
- Alta ritenzione di piccole particelle, > 99 % conformi BS 4400
- Buona stabilità alle alte temperature fino a 500 °C
- Raccomandati per gas caldi, umidi e acidi
- Determinazione gravimetrica di particelle in gas caldi

**Altre dimensioni a richiesta**

Code	Description	Packaging
LLG04006162	Ditali di estrazione, vetro Borosilicato, Ø 19 mm, Lungh. 90 mm	25 pz
LLG04006163	Ditali di estrazione, vetro Borosilicato, Ø 22 mm, Lungh. 80 mm	25 pz
LLG04006164	Ditali di estrazione, vetro Borosilicato, Ø 25 mm, Lungh. 100 mm	25 pz
LLG04006165	Ditali di estrazione, vetro Borosilicato, Ø 26 mm, Lungh. 60 mm	25 pz
LLG04006166	Ditali di estrazione, vetro Borosilicato, Ø 30 mm, Lungh. 100 mm	25 pz
LLG04006167	Ditali di estrazione, vetro Borosilicato, Ø 33 mm, Lungh. 94 mm	25 pz
LLG04006168	Ditali di estrazione, vetro Borosilicato, Ø 43 mm, Lungh. 123 mm	25 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

