

**Ditali filtranti in vetro borosilicato****Hahnemühle FineArt****Ditali di estrazione, vetro Borosilicato**

Raccomandati per estrazione Soxhlet con solventi, che sono incompatibili con le fibre di cellulosa e per filtrazione di aria e flussi di gas.

- Prodotti di 100% fibre di borosilicato puro, senza elementi leganti
- Alta capacità di carico e altamente permeabili all'aria
- Lo spessore è 1.5 mm (diametro 33 mm)
- Alta ritenzione di piccole particelle, > 99 % conformi BS 4400
- Buona stabilità alle alte temperature fino a 500 °C
- Raccomandati per gas caldi, umidi e acidi
- Determinazione gravimetrica di particelle in gas caldi

Altre dimensioni a richiesta

Code	Description	Packaging
LLG04006162	Ditali di estrazione, vetro Borosilicato, Ø 19 mm, Lungh. 90 mm	25 pz
LLG04006163	Ditali di estrazione, vetro Borosilicato, Ø 22 mm, Lungh. 80 mm	25 pz
LLG04006164	Ditali di estrazione, vetro Borosilicato, Ø 25 mm, Lungh. 100 mm	25 pz
LLG04006165	Ditali di estrazione, vetro Borosilicato, Ø 26 mm, Lungh. 60 mm	25 pz
LLG04006166	Ditali di estrazione, vetro Borosilicato, Ø 30 mm, Lungh. 100 mm	25 pz
LLG04006167	Ditali di estrazione, vetro Borosilicato, Ø 33 mm, Lungh. 94 mm	25 pz
LLG04006168	Ditali di estrazione, vetro Borosilicato, Ø 43 mm, Lungh. 123 mm	25 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

