

**Portabottiglie da laboratorio, fil di ferro/nylon****LLG Labware**

Portabottiglie da laboratorio, in fil di ferro/nylon. Per trasportare bottiglie da laboratorio.



Code	Description	Packaging
LLG04711537	Portabottiglie, filo/nylon, Per bottiglie 1000 ml, Numero di posizioni 6, Ø scomparto 100 mm, Colore Bianco	1 pz
LLG04711538	Portabottiglie, filo/nylon, Per bottiglie 2000 ml, Numero di posizioni 6, Ø scomparto 130 mm, Colore Bianco	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

