



Imbuto di sicurezza con controllo livello

Imbuto di sicurezza con controllo livello.

- HDPE conduttivo elettrostatico
- 9,75 litri di portata al minuto
- Controllo di livello con tampone di riempimento da 1,5 litri quando si utilizza un contenitore da 10 litri
- Filetto S 60 con chiusura girevole liberamente
- Il bordo della gocciolatura impedisce la deposizione di liquidi alla chiusura
- Cavo di massa e morsetto inclusi
- 1,5 Litri Distanza del serbatoio dal movimento del controllo del livello
- Setaccio rimovibile per una facile pulizia
- Costruzione salva-spazio, adatto per ogni armadio di sicurezza
- Dimensioni (L x P x H): 140 x 150 x 200 mm





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

