

**Regolazione manico, GV 3 e GV 10, per cestelli sospesi Sonorex****Bandelin**

Regolazione manico, GV 3 e GV 10, per cestelli sospesi Sonorex. Grazie al manico di regolazione è possibile adattare in modo continuo la profondità di immersione dei cestelli evitando scivolamenti, ribaltamenti o immersione delle beute. Serraggio rapido e semplice ai cestelli sospesi (eccetto GH 1). 1 paio.



Code	Description	Packaging
LLG09877720	Regolazione a manopola GV3 per cestelli sospesi	1 pz
LLG09877721	Regolazione a manopola GV10 per cestelli sospesi	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

