

**Assemblaggio per tubi di serraggio Luer Lock, 1 perno, 300 mm****Hamilton**

Assemblaggio per tubi di serraggio Luer Lock, 1 perno, 300 mm. Gli assemblaggi Hamilton Luer Lock sono ideali per collegare e scollegare rapidamente dei componenti con luer lock maschio adatti per applicazioni di fluidi. Hamilton offre un'ampia varietà di tuberie chimicamente inerti, per specifiche applicazioni di fluidi. Sono disponibili diverse misure, lunghezze, tipo di attacco e raccordi secondo le specifiche standard o del cliente. Per costruire il proprio assemblaggio, Hamilton offre kit di raccordi e tuberie. I raccordi e gli adattatori Hamilton vengono installati stringendoli con le dita e forniscono una tenuta stagna a 0.6 MPa. Assemblaggi con due perni ed altre lunghezze del tubo sono disponibili a richiesta. Il tubo è lungo 300 mm ma può essere tagliato, accorciandolo alla lunghezza desiderata.



Code	Description	Packaging
LLG06071808	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 19, Øest.1,83mm, Øint.1,02mm	1 pz
LLG06071809	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 22, Øest.1,23mm, Øint.0,71mm	1 pz
LLG06071810	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 30, Øest.0,75mm, Øint.0,35mm	1 pz
LLG06206417	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 28, Øest.0,86mm, Øint.0,40mm	1 pz
LLG06231356	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 16, Øest.2,02mm, Øint.1,42mm	1 pz
LLG06231359	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 20, Øest.1,50mm, Øint.0,91mm	1 pz
LLG06287125	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 8, Øest.4,19mm, Øint.3,43mm	1 pz
LLG06287126	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 9, Øest.3,76mm, Øint.3,02mm	1 pz
LLG06287127	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 10, Øest.3,33mm, Øint.2,72mm	1 pz
LLG06287128	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 11, Øest.3,04mm, Øint.2,44mm	1 pz
LLG06287129	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 12, Øest.2,77mm, Øint.2,16mm	1 pz
LLG06287130	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 13, Øest.2,54mm, Øint.1,95mm	1 pz
LLG06287131	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 15, Øest.2,17mm, Øint.1,57mm	1 pz
LLG06287132	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 17, Øest.1,62mm, Øint.1,02mm	1 pz
LLG06287133	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 24, Øest.1,12mm, Øint.0,59mm	1 pz
LLG06300542	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 18, Øest.1,68mm, Øint.1,07mm	1 pz
LLG07611570	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 7, Øest.4,60mm, Øint.3,84mm	1 pz
LLG07612023	Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 14, Øest.2,35mm, Øint.1,75mm	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

