

**Assemblaggio per tubi di serraggio Luer Lock, 1 perno, 300 mm****Hamilton**

Assemblaggio per tubi di serraggio Luer Lock, 1 perno, 300 mm. Gli assemblaggi Hamilton Luer Lock sono ideali per collegare e scollegare rapidamente dei componenti con luer lock maschio adatti per applicazioni di fluidi. Hamilton offre un'ampia varietà di tuberie chimicamente inerti, per specifiche applicazioni di fluidi. Sono disponibili diverse misure, lunghezze, tipo di attacco e raccordi secondo le specifiche standard o del cliente. Per costruire il proprio assemblaggio, Hamilton offre kit di raccordi e tuberie. I raccordi e gli adattatori Hamilton vengono installati stringendoli con le dita e forniscono una tenuta stagna a 0.6 MPa. Assemblaggi con due perni ed altre lunghezze del tubo sono disponibili a richiesta. Il tubo è lungo 300 mm ma può essere tagliato, accorciandolo alla lunghezza desiderata.



| Code        | Description                                               | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06071808 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 19, Øest.1,83mm, Øint.1,02mm | 1 pz      |
| LLG06071809 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 22, Øest.1,23mm, Øint.0,71mm | 1 pz      |
| LLG06071810 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 30, Øest.0,75mm, Øint.0,35mm | 1 pz      |
| LLG06206417 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 28, Øest.0,86mm, Øint.0,40mm | 1 pz      |
| LLG06231356 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 16, Øest.2,02mm, Øint.1,42mm | 1 pz      |
| LLG06231359 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 20, Øest.1,50mm, Øint.0,91mm | 1 pz      |
| LLG06287125 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 8, Øest.4,19mm, Øint.3,43mm  | 1 pz      |
| LLG06287126 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 9, Øest.3,76mm, Øint.3,02mm  | 1 pz      |
| LLG06287127 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 10, Øest.3,33mm, Øint.2,72mm | 1 pz      |
| LLG06287128 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 11, Øest.3,04mm, Øint.2,44mm | 1 pz      |
| LLG06287129 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 12, Øest.2,77mm, Øint.2,16mm | 1 pz      |
| LLG06287130 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 13, Øest.2,54mm, Øint.1,95mm | 1 pz      |
| LLG06287131 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 15, Øest.2,17mm, Øint.1,57mm | 1 pz      |
| LLG06287132 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 17, Øest.1,62mm, Øint.1,02mm | 1 pz      |
| LLG06287133 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 24, Øest.1,12mm, Øint.0,59mm | 1 pz      |
| LLG06300542 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 18, Øest.1,68mm, Øint.1,07mm | 1 pz      |
| LLG07611570 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 7, Øest.4,60mm, Øint.3,84mm  | 1 pz      |
| LLG07612023 | Tubi in PTFE, 300mm, Calibro 14, Øest.2,35mm, Øint.1,75mm | 1 pz      |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

