

**Lettore per micropiastre 800 TS****BioTek**

Il lettore per micropiastre 800 TS è progettato per applicazioni all'interno di laboratori di ricerca clinici e life science. E' uno strumento compatto, con design robusto che lo rende la soluzione ideale per molti saggi basati su micropiastre.

- Affidabile lettore per micropiastre a 1 canale in assorbanza per modi di lettura a punto finale, cinetiche e scansione pozzetti
- Compatibile con piastre da 6 a 384 pozzetti
- Range lunghezza d'onda: 400-750 nm; 340-750 nm (800TSUV)
- Capacità ruota filtri: 5 posizioni, fino a 5 filtri forniti
- Range dinamico: da 0,0 a 4,0 OD, risoluzione: 0.0001 OD
- Software per analisi dati Gen5 di facile utilizzo, per rapida raccolta, esportazione e stampa dei dati

Applicazioni tipiche: ELISA, saggi sulle proteine, citotossicità.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

