

**Bottiglie bocca larga, serie 303, PE-LD (SENZA TAPPO)****Kautex**

Bottiglie bocca larga, serie 303, PE-LD.

Marroni, offrono protezione dai raggi UV per liquidi fotosensibili. Queste bottiglie a bocca larga sono facili da riempire e da pulire.

A tenuta.

**Senza tappo (da ordinare separatamente).**



| Code        | Description                                                                              | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09073681 | Bottiglie bocca larga, SENZA TAPPO, marroni, 50 ml, Ø filettatura est. 32 mm, h 76 mm    | 1 pz      |
| LLG09073682 | Bottiglie bocca larga, SENZA TAPPO, marroni, 100 ml, Ø filettatura est. 32 mm, h 93,5 mm | 1 pz      |
| LLG09073684 | Bottiglie bocca larga, SENZA TAPPO, marroni, 250 mL, Ø filettatura 40 mm, h 120 mm       | 1 pz      |
| LLG09073686 | Bottiglie bocca larga, SENZA TAPPO, marroni, 500 ml, Ø filettatura est. 50 mm, h 154 mm  | 1 pz      |
| LLG09073688 | Bottiglie bocca larga, SENZA TAPPO, marroni, 1000 ml, Ø filettatura est. 65 mm, h 205 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

