

**Bottiglie bocca larga, serie 303, PE-LD (SENZA TAPPO)****Kautex**

Bottiglie bocca larga, serie 303, PE-LD.

Marroni, offrono protezione dai raggi UV per liquidi fotosensibili. Queste bottiglie a bocca larga sono facili da riempire e da pulire.

A tenuta.

Senza tappo (da ordinare separatamente).



Code	Description	Packaging
LLG09073681	Bottiglie bocca larga, SENZA TAPPO, marroni, 50 ml, Ø filettatura est. 32 mm, h 76 mm	1 pz
LLG09073682	Bottiglie bocca larga, SENZA TAPPO, marroni, 100 ml, Ø filettatura est. 32 mm, h 93,5 mm	1 pz
LLG09073684	Bottiglie bocca larga, SENZA TAPPO, marroni, 250 mL, Ø filettatura 40 mm, h 120 mm	1 pz
LLG09073686	Bottiglie bocca larga, SENZA TAPPO, marroni, 500 ml, Ø filettatura est. 50 mm, h 154 mm	1 pz
LLG09073688	Bottiglie bocca larga, SENZA TAPPO, marroni, 1000 ml, Ø filettatura est. 65 mm, h 205 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

