

**Bottiglia bocca media, serie 307, PE-HD con Tappo a vite, PP****Kautex**

Bottiglia bocca media, serie 307, PE-HD con tappo a vite, PP. Graduata. Tappo a vite a tenuta, in PP. Per uso generale in laboratorio e industria. Buona resistenza agli agenti chimici. Il diametro generoso del collo consente facile riempimento e svuotamento. Ideale per paste, granulati, e sopporta prodotti caldi.



| Code        | Description                                                              | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09073344 | Bottiglia serie 307 con tappo, 100 ml, Ø fil. esterna 25 mm, h 99,5 mm   | 1 pz      |
| LLG09073345 | Bottiglia serie 307 con tappo, 250 ml, Ø fil. esterna 28 mm, h 129,5 mm  | 1 pz      |
| LLG09073346 | Bottiglia serie 307 con tappo, 500 ml, Ø fil. esterna 40 mm, h 161,0 mm  | 1 pz      |
| LLG09073347 | Bottiglia serie 307 con tappo, 1000 ml, Ø fil. esterna 50 mm, h 203,0 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

