

**Bottiglia bocca media, serie 307, PE-HD con Tappo a vite, PP****Kautex**

Bottiglia bocca media, serie 307, PE-HD con tappo a vite, PP. Graduata. Tappo a vite a tenuta, in PP. Per uso generale in laboratorio e industria. Buona resistenza agli agenti chimici. Il diametro generoso del collo consente facile riempimento e svuotamento. Ideale per paste, granulati, e sopporta prodotti caldi.



Code	Description	Packaging
LLG09073344	Bottiglia serie 307 con tappo, 100 ml, Ø fil. esterna 25 mm, h 99,5 mm	1 pz
LLG09073345	Bottiglia serie 307 con tappo, 250 ml, Ø fil. esterna 28 mm, h 129,5 mm	1 pz
LLG09073346	Bottiglia serie 307 con tappo, 500 ml, Ø fil. esterna 40 mm, h 161,0 mm	1 pz
LLG09073347	Bottiglia serie 307 con tappo, 1000 ml, Ø fil. esterna 50 mm, h 203,0 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

