

**Spruzzetta a bocca larga serie 303, PE-LD****Kautex**

Spruzzetta a bocca larga serie 303, PE-LD. Flacone di sicurezza a tenuta stagna per laboratorio con simboli di pericolo stampati. A tenuta. Etichetta della composizione tedesco, inglese e francese. Inchiostri di stampa antiabrasivi. Le bottiglie possono essere svuotate completamente grazie al tubo di erogazione mobile e sono utilizzabili anche sottosopra. Sicurezza: in caso di variazioni di temperatura non fuoriesce alcun liquido. Puntale di scarico chiuso per sicurezza durante il trasporto, da tagliare prima dell'uso. Con tappo in PE-LD.



Code	Description	Packaging
LLG09073356	Spruzzetta tipo acetone, tappo rosso, 500ml, Øfil.est. 50mm, h 154mm	1 pz
LLG09073358	Spruzzetta tipo etanolo, tappo verde, 500ml, Øfil.est. 50mm, h 154mm	1 pz
LLG09073360	Spruzzetta tipo isopropanolo, tappo giallo, 500ml, Øfil.est. 50mm, h 154mm	1 pz
LLG09073362	Spruzzetta tipo metanolo, tappo arancione, 500ml, Øfil.est. 50mm, h 154mm	1 pz
LLG09073364	Spruzzetta tipo acqua distillata, tappo blu, 500ml, Øfil.est. 50mm, h 154mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

