

**Bottiglia, serie 308/310, PE-HD, con approvazione UN****Kautex**

Bottiglia, serie 308/310, PE-HD, con approvazione UN. Colore naturale o nero per prodotti fotosensibili. Approvazione UN (solo con i raccordi chiusure approvati dalle UN: LLG09073379 - 381). Bottiglia da 500 ml forma rotonda Ø esterno 77 mm. Bottiglie da 1000 e 2000 ml forma quadrata. Adatta al trasporto di liquidi pericolosi. Senza tappo (da ordinare separatamente).



Code	Description	Packaging
LLG09073373	Bottiglie collo stretto 500 ml, naturale, filett. 45 GL, 50 g, h 176,5 mm	1 pz
LLG09073374	Bottiglie collo stretto 1000 ml, naturale, filett. 45 GL, 88 g, h 211,8 mm	1 pz
LLG09073375	Bottiglie collo stretto 2500 ml, naturale, filett. 45 GL, 163 g, h 282,0 mm	1 pz
LLG09073376	Bottiglie collo stretto 500 ml, nero, filett. 45 GL, 52 g, h 176,5 mm	1 pz
LLG09073377	Bottiglie collo stretto 1000 ml, nero, filett. 45 GL, 92 g, h 211,8 mm	1 pz
LLG09073378	Bottiglie collo stretto 2500 ml, nero, filett. 45 GL, 167 g, h 282,0 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

