



Tappi a campana per flaconi di reagenti a bocca stretta, con membrana di degassificazione, serie 310, omologati UN

Kautex

Tappi a campana per flaconi di reagenti a bocca stretta, con membrana di degassificazione, serie 310, omologati UN.

Anello antimanomissione, rosso, a forma di coppa, con rivestimento in PTFE perforato.



Code	Description	Packaging
LLG09073381	Tappi a campana per flaconi di reagenti a bocca stretta, con membrana di degassificazione, serie 310, omologati UN, Ø filettatura 45 mm, guarnizione di tenuta inserto, PTFE, in PP, colore rosso	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

