

**Barattoli, senza tappo, serie 376, PE-HD****Kautex**

Barattoli, serie 376, PE-HD. Contenitore cilindrico. Colore bianco. Senza tappo (da ordinare separatamente).



| Code        | Description                                                                                                    | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09073388 | Flacone serie 376, 100 ml, Ø 48 mm, Altezza 77 mm, Ø filetto 40 mm, Ø interno 31 mm, senza tappo, food safe    | 1 pz      |
| LLG09073389 | Flacone serie 376, 250 ml, Ø 65 mm, Altezza 98 mm, Ø filetto 50 mm, Ø interno 41 mm, senza tappo, food safe    | 1 pz      |
| LLG09073390 | Flaconi serie 376, 500 ml, Ø 80 mm, Altezza 122 mm, Ø filetto 65 mm, Ø interno 53 mm, senza tappo, food safe   | 1 pz      |
| LLG09073391 | Flacone serie 376, 750 ml, Ø 94 mm, Altezza 130 mm, Ø filetto 65 mm, Ø interno 53 mm, senza tappo, food safe   | 1 pz      |
| LLG09073392 | Flacone serie 376, 1000 ml, Ø 100 mm, Altezza 153 mm, Ø filetto 80 mm, Ø interno 67 mm, senza tappo, food safe | 1 pz      |
| LLG09073393 | Flacone serie 376, 1500 ml, Ø 114 mm, Altezza 173 mm, Ø filetto 80 mm, Ø interno 67 mm, senza tappo, food safe | 1 pz      |
| LLG09073394 | Flacone serie 376, 2000 ml, Ø 126 mm, Altezza 192 mm, Ø filetto 80 mm, Ø interno 67 mm, senza tappo, food safe | 1 pz      |