

**Flacone forma quadrata TIPO 310 bocca larga, PVC****Kautex**

Flacone forma quadrata tipo 310 bocca larga, PVC. Trasparente e trasparente marrone per prodotti fotosensibili. L'ampia apertura del collo facilita il riempimento e la pulizia. Senza tappo (da ordinare separatamente).



Code	Description	Packaging
LLG09074051	Flacone tipo 310, PVC, 100 ml, trasparente, Ø fil.est. 40 mm, h 83,5 mm	1 pz
LLG09074052	Flacone tipo 310, PVC, 200 ml, trasparente, Ø fil.est. 50 mm, h 98,5 mm	1 pz
LLG09074053	Flacone tipo 310, PVC, 300 ml, trasparente, Ø fil.est. 50 mm, h 105,5 mm	1 pz
LLG09074054	Flacone tipo 310, PVC, 500 ml, trasparente, Ø fil.est. 65 mm, h 118,5 mm	1 pz
LLG09074061	Flacone tipo 310, PVC, 100 ml, ambrato, Ø filett.est. 40 mm, h 83,5 mm	1 pz
LLG09074062	Flacone tipo 310, PVC, 200 ml, ambrato, Ø filett.est. 50 mm, h 98,5 mm	1 pz
LLG09074063	Flacone tipo 310, PVC, 300 ml, ambrato, Ø filett.est. 50 mm, h 105,5 mm	1 pz
LLG09074064	Flacone tipo 310, PVC, 500 ml, ambrato, Ø filett.est. 65 mm, h 118,5 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

