

**Tappo PP per serie 310, PP/PE****Kautex**

Tappo PP per serie 310, PP/PE. Nero. Con guarnizione ad espansione in PE e sigillo inviolabile. Per flaconi bocca larga in PVC (trasparente e marrone).



| Code        | Description                                                                       | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09074071 | Tappo per serie 310, per Ø filettatura esterna 40 mm, per flacone 100 ml          | 1 pz      |
| LLG09074072 | Tappo per serie 310, per Ø filettatura esterna 50 mm, per flacone da 200 e 300 ml | 1 pz      |
| LLG09074073 | Tappo per serie 310, per Ø filettatura esterna 65 mm, per flacone 500 ml          | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

