

**Tappo PP per serie 310, PP/PE****Kautex**

Tappo PP per serie 310, PP/PE. Nero. Con guarnizione ad espansione in PE e sigillo inviolabile.
Per flaconi bocca larga in PVC (trasparente e marrone).



Code	Description	Packaging
LLG09074071	Tappo per serie 310, per Ø filettatura esterna 40 mm, per flacone 100 ml	1 pz
LLG09074072	Tappo per serie 310, per Ø filettatura esterna 50 mm, per flacone da 200 e 300 ml	1 pz
LLG09074073	Tappo per serie 310, per Ø filettatura esterna 65 mm, per flacone 500 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

