

**Flacone forma quadrata, Serie 310, PETG****Kautex**

Flacone forma quadrata, Serie 310, PETG. Quadrato. Trasparente, ideale per presentare prodotti nei loro colori reali. A collo largo, facilita il riempimento e la pulizia. Senza tappo (da ordinare separatamente).



Code	Description	Packaging
LLG09073395	Flacone tipo 310, PETG, 50 ml, Ø filettatura esterna 32 mm, h 60,5 mm	1 pz
LLG09073396	Flacone tipo 310, PETG, 100 ml, Ø filettatura esterna 40 mm, h 71,0 mm	1 pz
LLG09073397	Flacone tipo 310, PETG, 200 ml, Ø filettatura esterna 50 mm, h 88,0 mm	1 pz
LLG09073398	Flacone tipo 310, PETG, 500 ml, Ø filettatura esterna 65 mm, h 108,0 mm	1 pz
LLG09073399	Flacone tipo 310, PETG, 1000 ml, Ø filettatura esterna 80 mm, h 143,0 mm	1 pz
LLG09073400	Flacone tipo 310, PETG, 2000 ml, Ø filettatura esterna 80 mm, h 187,0 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

