

**Bouchon à vis noir pour flacon série 310, en PP****Kautex****Bouchon à vis noir pour flacon série 310, en PP**

Bouchon à vis, noir, approprié pour flacons à col large en PVC (clair ou brun transparent) et en PETG.



Code	Description	Packaging
LLG09073070	Bouchon à vis noir pour flacon série 31	1 pz
LLG09073075	Bouchon à vis noir pour flacon série 31	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

